



1. Chăm sóc và bảo dưỡng

Tắt thiết bị và rút phích cắm điện trước khi vệ sinh!

Luôn ngắt kết nối dây dẫn điện lưới trong quá trình vệ sinh và cẩn thận để không có chất lỏng nào lọt vào bên trong thiết bị hoặc các phụ kiện; không nên sử dụng rượu hoặc rượu mạnh.

Thiết bị yêu cầu lau sạch vô bằng khăn ẩm (không sử dụng các chất tẩy rửa mạnh); tránh sự xâm nhập của chất lỏng.

Trong quá trình thử nghiệm, miếng đệm tai nghe và đầu dò tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân. Mặc dù các thành phần đã nói là tương hợp sinh học, nhưng chúng không vô trùng và do đó chúng phải được chăm sóc đặc biệt:

Sau mỗi lần kiểm tra, cần khử trùng đệm tai nghe trước khi sử dụng cho bệnh nhân mới. Điều này bao gồm làm sạch vật lý bằng cách sử dụng chất khử trùng được công nhận. Cần tuân theo hướng dẫn của từng nhà sản xuất để sử dụng chất khử trùng này để cung cấp mức độ sạch thích hợp.

Mẹo của tai nghe chèn chỉ dùng một lần: chỉ sử dụng một lần và thay thế chúng trước khi sử dụng cho bệnh nhân mới.

Việc hiệu chuẩn và mọi khả năng sửa chữa, cài đặt và / hoặc cập nhật thiết bị phải được thực hiện nghiêm ngặt chỉ bởi nhân viên kỹ thuật chuyên môn, được nhà sản xuất R140 ủy quyền và tuân thủ đầy đủ các điều khoản và điều kiện quy định trong Sổ tay kỹ thuật.

Các hoạt động bảo trì tiêu chuẩn và hiệu chuẩn thiết bị phải được thực hiện thường xuyên trong khoảng thời gian một năm. Các hoạt động bảo trì tiêu chuẩn bao gồm việc kiểm tra các điều kiện của cáp bộ chuyển đổi, của cáp cấp nguồn chính, của miếng đệm tai nghe cũng như kiểm tra xem xét để đảm bảo phần bên ngoài của thiết bị và / hoặc tủ hoạt động tốt. Tất cả các hoạt động hiệu chuẩn thiết bị chỉ được thực hiện nghiêm túc bởi nhân viên kỹ thuật có trình độ, được nhà sản xuất ủy quyền hợp pháp và triển khai thiết bị thích hợp để kiểm tra mức và tần số của tất cả các tín hiệu đầu ra bằng các đầu dò được cung cấp cùng với thiết bị. Sau khi quá trình kiểm tra hiệu chuẩn thiết bị sử dụng thiết bị chuyên dụng hoàn tất, cần phải chạy thử nghiệm chức năng của thiết bị.

Nếu đầu dò yêu cầu thay thế, chỉ sử dụng các bộ phận do Resonance cung cấp. Sau khi thay thế đầu dò, toàn bộ hệ thống sẽ yêu cầu hiệu chuẩn lại

Thiết bị được cung cấp một pin lithium-ion loại 1SP NCR-18650A. Pin đã nói được lắp vào thiết bị và việc thay thế có thể xảy ra phải chỉ do nhân viên kỹ thuật có trình độ chuyên môn thực hiện. Trong trường hợp thay thế, chỉ sử dụng cùng loại pin.

1.1 Vệ sinh đầu dò OAE

Trước khi sử dụng đầu dò, đảm bảo rằng đầu dò sạch sẽ và đầu bằng nhựa trong suốt của nó hoàn toàn không có cặn rầy tai để tránh tắc nghẽn.
Để làm sạch đầu dò tiến hành như sau:



1. Tháo phần trước của đầu dò bằng cách mở rộng một chút hai kẹp nhựa đặt ở hai bên.



2. Tháo phần trước của đầu dò bằng cách mở rộng một chút hai kẹp nhựa đặt ở hai bên.



3. Kéo phần trong suốt của đầu ra.



4. Làm sạch 3 kênh đầu bằng dụng cụ làm sạch đi kèm.



5. Đảm bảo 3 kênh hoàn toàn không có bất kỳ loại mảnh vụn nào.



6. Đặt đầu dò trong suốt về phía sau để đảm bảo phần lõm trên đầu được khớp đúng với răng tương ứng trên phần trước của đầu dò. Xin lưu ý rằng trong trường hợp đầu dò được định vị không chính xác, không thể đóng đầu dò.



7. Đặt phần trước của đầu dò trở lại vị trí để đảm bảo rằng nó được khớp hoàn hảo với thân của nó và cả hai giá đỡ bằng nhựa đều được nối.

1. VỆ SINH NÚM CAO SU ĐẦU DÒ :



Việc vệ sinh núm/màng cao su đầu dò máy đo âm ốc tai (hoặc máy đo nhĩ lượng) đòi hỏi sự cẩn trọng tuyệt đối. Phải làm sạch ráy ngay sau mỗi ca khám (thao tác như video đính kèm) và sử dụng khăn mềm cùng dung dịch sát khuẩn chuyên dụng không chứa cồn mạnh để tránh làm hỏng hoặc ăn mòn lớp cao su mỏng manh. Quy trình vệ sinh chuẩn y khoa được thực hiện cụ thể như sau:

Bước 1: Làm sạch gel siêu âm sơ bộ

Ngay sau khi kết thúc ca khám, dùng khăn mềm, ẩm hoặc giấy lau chuyên dụng không để lại xơ vải.

Lau nhẹ tay từ phần đầu quét ngược phía bên trong núm tai. Tuyệt đối không dùng khăn giấy thô ráp hoặc vật sắc nhọn vì có thể làm xước hay rách lớp cao su.

Bước 2: Khử khuẩn mức độ cao (cho đầu dò đã đo các tai viêm nhiễm)

- Tháo đầu dò dùng một lần.
- Ngâm đầu dò trong dung dịch khử khuẩn cấp độ cao (như Cidex OPA) theo đúng thời gian quy định của nhà sản xuất (tối đa 5 phút), Rửa kỹ lại bằng nước cất và để khô hoàn toàn trong không khí trước khi cất giữ vào hộp đựng sạch chuyên dụng.

Lưu ý bảo quản

- Không sử dụng cồn nồng độ cao (như cồn 90 độ), nhiệt độ quá nóng, hoặc máy tiệt trùng tia UV để xử lý núm cao su vì có thể làm biến dạng, giòn và nứt vật liệu.
- Nếu núm cao su có hiện tượng bong tróc, phồng rộp hoặc rách, cần liên hệ kỹ thuật viên để dán hoặc thay thế kịp thời.